



PRODUTOS AUXILIARES PARA MEDICINA VETERINÁRIA

◆ MATERIAL DE PROTECÇÃO

**LUVAS DE EXAMINAÇÃO | LUVAS OBSTÉTRICAS |
VESTUÁRIO DESCARTÁVEL**

◆ LIMPEZA E DESINFECÇÃO

◆ DIVERSOS

◆ PRODUTOS DESCONTINUADOS



LUA LATEX CAIXA DE 100

19145616	Tamanho S
19145613	Tamanho M
19145614	Tamanho L
19145615	Tamanho XL

Suaves e elásticas. Com pó não esterilizado. Para uso único. Extremidades enroladas. Para alta sensibilidade. Aprovadas de acordo com norma EN455.

LUA NITRILO CAIXA DE 100

19145634	Tamanho S
19145635	Tamanho M
19145636	Tamanho L
19145637	Tamanho XL

- 24 cm de comprimento.
- Espessura de 4mm.
- Não esterilizadas.
- Uso único.
- Ambidextras.
- **Sem látex e sem pó.**





**LUVA POLYSEM OBSTÉTRICA 92CM
25 MICRONS CAIXA DE 100**

19222015

Esta luva fabricada em polietileno oferece uma óptima sensibilidade táctil facilitando as verificações da gestação.

LUVA GLOVET CAIXA DE 100


19136006

Para evitar o deslizamento pelo braço, esta luva vem equipada com uma fita que permite prender a luva conforme a necessidade de quem a use.



Parte de cima da luva:

A alça destaca-se pelo picotado. Funciona tipo liga.



**LUVA GUANTI PROTECÇÃO
INTEGRAL CAIXA DE 50**

19136005





BATA DE VISITA BRANCA

19222009

Ideal para as visitas nos locais em que a preservação do aspecto é primordial.

**BOTAS DESCARTÁVEIS VERDES
PAR**

19136002

Com atilho para prender as botas à volta do tornozelo.



**BATA DESCARTÁVEL NEUTRA
140CM**

19136003



Desinfetante de 1 L - 20ml para 1 L

Desinfetante de 250ml - 50ml para 1 L

Tempo de secagem - 15 minutos

1 Litro faz 50 Litros de solução

A mesma solução pode-se manter durante uma semana

GENIA CLEAN DESINFECTANTE CONCENTRADO 1 L

1979136

**O DESINFECTANTE CONCENTRADO
É ESPORICIDA QUANDO UTILIZADO
DEPOIS DA PRÉ-IMERSÃO NO PÓ DE LIMPEZA
A 0,5%**

Desinfetante por imersão de instrumentos médico-cirúrgicos reutilizáveis, termo-sensíveis.

- Desinfetante de largo espectro de acção.
- Endoscopia.
- Oftalmologia.
- Desinfetante frio para todos os instrumentos médico-cirúrgicos termo-sensíveis que não podem ser autoclaváveis.
- Utilizar após pré-desinfecção.
- Fórmula não corrosiva.

Substâncias Activas: Glutaraldeído potenciado, tensoactivos.

TESTES PARA DETERMINAR A ACTIVIDADE ANTI-MICROBIAL			
NORMAS/TESTES		CONC	TEMPO
ACTIVIDADE BACTERICIDA	NF EN 1040	0,125%	5 min
	AFNOR NFT 72-171 Espectro 4 sob condições de limpeza	1%	5 min
	NF EN 13727 Espectro 3	0,25%	15 min
ACTIVIDADE ESPORICIDA*	<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	2%	15 min
	<i>Mycobacterium avium</i>	5%	15 min
* Após limpeza pré-desinfetante com o pó detergente a 0,5% durante 15 minutos.			
ACTIVIDADE FUNGICIDA	NF EN 1275 - 2 estirpes (<i>Candida albicans</i> : 0,5%)	5%	15 min
	XPT 72-301 <i>Aspergillus fumigatus</i> água dura	2%	15 min
ACTIVIDADE VIRUCIDA	AFNOR NFT 72-180	2%	15 min
	Teste no HIV1 (Instituto Lille Pasteur)	0,5%	5 min
	Teste no HVB (Instituto Lille Pasteur)	1%	5 min
ACTIVIDADE nos esporos <i>Bacillus subtilis</i>	XPT 72-301 <i>Bacillus subtilis var niger</i> (5 log)	25%	4 h
	<i>Bacillus subtilis var niger</i> (3 log) pela metodologia AFNOR NFT 72 230 (Requisitos AP/HP)	5%	60 min
	metodologia GERMANDE após tratamento preliminar com pó de limpeza durante 15 minutos*	2%	15 min

**GENIA CLEAN DESINFECTANTE
SUPERFICIES SPRAY 5L**

1979139


**RÁPIDA SECAGEM, INVISÍVEL, FÓRMULA SEM
NECESSIDADE DE ENXAGUAR, AROMA
FRUTADO**

Desinfectante e agente de limpeza pronto a usar de instrumentos médico-cirúrgicos não invasivos e não esterilizáveis.

- Bactericida, virucida.
- Rápida secagem.
- Aroma agradável.
- Limpa e desinfecta.
- Para limpeza de superfícies plásticas ou de aço inox.

Substâncias Activas: Alquilamina em solução hidroalcoólica. Tensioactivos anforéticos.

TESTES PARA DETERMINAR A ACTIVIDADE ANTI-MICROBIAL

		CONC	TEMPO
ACTIVIDADE BACTERICIDA	NF EN 1040	25%	5 min
	AFNOR NFT 72-190 Espectro 4	100%	15 min
	AFNOR XPT 72-301 (5 log) <i>Mycobacterium tuberculosis</i>	90%	5 min
	Estudo de proliferação microbial em gazes quadradas embebidas com adaptação da norma AFNOR NFT 72 190 (5 log) <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i>	100%	15 min
ACTIVIDADE FUNGICIDA	<i>Candida albicans</i> pela norma NF EN 1275	15%	15 min
	<i>Penicillium verrucosum</i> pela norma AFNOR NFT 72 201	50%	15 min
ACTIVIDADE VIRUCIDA	<i>Endenovirus polio</i> pela norma AFNOR NFT 72-180 (4 log)	50%	15 min
	<i>Adenovirus & Orthopoxvirus</i> pela norma AFNOR NFT 72-180 (3.62 log)	50%	60 min
	<i>Rotavirus SA 11</i> (Instituto Lille Pasteur)	90%	15 min
	HIV1 (Universidade de Louvain)	10%	5 min

Spray a 2 passos sem aldeído e sem corante:

- Vaporizar directamente na superfície a limpar.
- Vaporizar novamente para depositar um filme antibacteriano.



GENIA CLEAN REMOVEDOR DE IODO

1979140

Remove as manchas de iodo instantaneamente de pisos, superfícies, vestuário e equipamento médico...

- Elimina todos os traços de iodo.
- Poupa tempo.
- Pode ser utilizado na máquina de lavar.
- Remove manchas de iodo instantaneamente sem atritos.
- Pode também ser utilizado proactivamente para prevenir o aparecimento de manchas.

Substâncias Activas: Glutaraldeído.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS	Solução aquosa ligeiramente turva
	Insolúvel em álcool
	Ligeiro aroma a enxofre
	Biodegradável
	Conservação: 3 anos, de 0°C a 50°C
PROPRIEDADES TOXICOLÓGICAS	Não tóxico
	Não irritante

Modo de Emprego:
Vaporizar e deixar actuar

GENIA CLEAN GEL PARA MÃOS

1979141	500ml
1979142	1 L
1979143	Suporte de Parede

O GEL DE MÃOS É BACTERICIDA, FUNGICIDA E VIRUCIDA

Gel sem água à base de álcool para a antisepsia das mãos.

- Hipoalergénico.
- Sem corantes.
- Sem aroma.
- Recomendado para a antisepsia das mãos na ausência de água.
- Utilizar apenas em peles saudáveis.
- Fórmula com um pH neutro, contendo um emoliente para prevenir a irritação da pele.

Ingredientes: Etanol, Propano-2-ol, Água, Glicerina e Carbómero.



Modo de Emprego:

Higiene das mãos:
- Aplicar 3ml (2 bombagens) para limpar, secar as mãos e friccionar durante 30 segundos.

Antisepsia das mãos (cirurgia):
- Aplicar 2x3ml (4 bombagens) para limpar, secar e friccionar as mãos durante 1 minuto.

EFICAZ SOBRE O VIRUS H1N1*!



ALFINETE PROLAPSO UTERINO

19131072	Pequeno
19131071	Médio
19131070	Grande

TCM

19172001	Reagente TCM 1L
14159001	Raquete TCM



LÂMINAS CIRÚRGICAS



19131533	Nº 11 cx.100
19131532	Nº 20 cx.100
19131113	Nº 22
19131515	Nº 22 cx.100
19131534	Nº 23 cx.100
19131516	Nº 24 cx.100

CORRENTE OBSTÉTRICA 75CM

19131490



**CABO BISTURI Nº 4 AÇO INOX**

19228013

COPO PARA APLICAÇÃO DE IODO

19145401 Com Retorno

19145400 Sem Retorno

**DILATADORES DE TETOS BOBI-VET (10)**

19131317

Dilatador apropriado para o tratamento de tetos deficientes.

Comprimento 3,5cm.
Diâmetro: 5mm.

DILATADORES DE TETOS "COLUMBUS"

19145027

Dilatador com vaselina, para inserção no canal dos tetos em caso de aderência, ferimentos ou após cirurgias.





ALICATE CORTA DENTES 14CM

19228023

FORCEP SECURPAT
STANDARD

19138007

19138016

Cabeça

FORCEP SECURPAT
EUROPA

19138008

19138017

Cabeça

FORCEP SECURPAT
AMERICA

19138009

19138018

Cabeça

O mais elevado sistema de segurança, usado durante o parto para a protecção do animal. Fabricado com uma liga de alumínio especial, muito leve e resistente.

CORDAS

19138010 Forcep Securpart (Par)

19138011 Obstétrica 2m 2 Presilhas





IMAN NU OU CERÂMICO

19145484	Unidade
19145660	Caixa de 12

INTRODUTOR DE IMANS NUS

19260425



IMAN ESOFÁGICO PREVENTIVO

19145661



**INTRODUTOR DE IMANS
PREVENTIVOS**

19145121





ELEVADOR PARA VACAS

19138002

Normal 900kg

EMIGEL 1 LT

19332004





**LUVA POLYSEM TACTILIS VINYL
CAIXA DE 100**

19222003	Pequena (6,5)
19222004	Média (7,5)
19222005	Grande (8,5)

Esta luva é confortável, macia e resistente para um uso corrente sem necessidade de um alto nível de protecção. Ambidextro. Pó vegetal.

**AGULHA DE SUTURA
CADAVERIQUES**

1979074	4" X 12 un.
1979088	5" X 12 un.




**AGULHA DE SUTURA
DE BONNEY**

1979069	2/0 X 12 un.
1979087	13 X 12 un.

**PUNHO PARA CORRENTE
OBSTÉTRICA**

19131489





**SONDA DE TRAYTONOMIA PARA
TETOS MOD. DINAMARQUES**

19145181

SONDA INTRAMAMARIA

1979018	6/8mm
1979019	8/10mm
1979020	10/12mm



SONDA INTRAMAMARIA

19145177	2,5mm
19145178	3mm

DILATADORES DE TETOS CX. 20

19145486

Dilatador de tetos com ponta de plástico não-traumática e com vaselina. Utiliza-se em casos de ferimentos do teto interior e para prevenir a aderência do canal do teto.





**TROCAR PEGA AÇO
15CM X 10MM**

19228010

TROCAR PEGA MADEIRA

19228017	9cm x 5mm
19228018	12cm x 7mm
19228019	15cm x 10mm



